



# CARACTERÍSTICAS DETALLADAS DE PRODUCTO

# ÍNDICE

## Contenidos:

- ✓ Airtraq SP & Avant (características principales)
- ✓ Airtraq SP
- ✓ Airtraq Avant
- ✓ Cámara Wi-Fi
- ✓ Adaptador de teléfono

## Objetivo:

- ✓ Adquirir un conocimiento detallado de las características de los productos Airtraq

*Tiempo necesario: 60 - 90 minutos*

## AIRTRAQ SP | Apertura mínima de boca (Adultos)



King Vision: 18 mm



Glidescope: 18 mm



Macintosh: 17,5 mm



Airtraq SP pequeño: 15 mm



Airtraq SP estandar: 16 mm



Nasotraqueal: 15 mm



Doble Lumen: 18 mm

## AIRTRAQ SP | Apertura mínima de boca (Pediátricos)



Airtraq SP pediátrico: 12 mm



Airtraq SP neonatal: 11 mm

## AIRTRAQ AVANT | Apertura mínima de boca




King Vision: 18 mm



Glidescope: 18 mm



Macintosh: 17,5 mm



Airtraq Avant: 17 mm



## AIRTRAQ SP & AVANT (CARACTERÍSTICAS) | Peso



435 g



Avant + Cámara  
326 g



Avant  
113 g



Airtraq SP  
102 g

## AIRTRAQ SP & AVANT (CARACTERÍSTICAS) | Sistema anti-vaho

El Airtraq nunca se empaña, ya que su lente distal es calentada a la temperatura del cuerpo humano.

**El calentamiento de la lente** empieza cuando se enciende el Airtraq y dura alrededor de **30 segundos**.

Durante el periodo de calentamiento, la luz del Airtraq **parpadea**.


La luz deja de parpadear una vez se ha alcanzado la temperatura corporal.

En caso de emergencia es posible intubar mientras la luz parpadea.



# AIRTRAQ SP & AVANT (CARACTERÍSTICAS) | Imagen y alineación de TE


- ✓ El eje óptico apunta al centro del Airtraq
- ✓ El canal de guiado desvía el TE hacia el centro del Airtraq
- ✓ El usuario tan solo ha de centrar las cuerdas vocales en la mitad de la imagen y el TE saldrá bien dirigido
- ✓ Recordar que debido a que el canal óptico está a la izquierda del Airtraq, el usuario visualiza la parte izquierda del TE, y debido al bisel, la parte derecha es la más avanzada.





## AIRTRAQ SP & AVANT (CARACTERÍSTICAS) | Salida del TE

- ✓ El ángulo de salida del TE depende de:
  - ✓ Tamaño del Airtraq
  - ✓ Tamaño del TE
  - ✓ Tipo de TE
- ✓ Como norma general, tubos más pequeños saldrán por una zona más posterior
- ✓ Tubos reforzados también saldrán por una zona más posterior
- ✓ Seleccionar el tamaño de Airtraq adecuado para el tamaño de TE que será usado



## AIRTRAQ SP



## AIRTRAQ SP | Duración

- ✔ Vida útil: 3 años
- ✔ Airtraq SP es un dispositivo de un solo uso. No puede ser esterilizado.
- ✔ Tiempo máximo acumulado de servicio: 40 minutos
- ✔ Después de 35 minutos de uso acumulado, la luz del Airtraq SP parpadeará una cuantas veces para indicar que la unidad está cerca de agotarse. Si esto sucede, se recomienda terminar de usar esa unidad lo antes posible.
- ✔ Un Airtraq SP solo se puede encender 4 veces durante más de dos minutos
- ✔ Si la vida útil del Airtraq SP ha finalizado y se intenta encender, parpadeará 10 o 15 veces antes de apagarse.
- ✔ Si el Airtraq SP no se enciende o parpadea de una a cinco veces, significa que la unidad está defectuosa. Desechar la unidad y contactar con el distribuidor.

## AIRTRAQ SP | Reciclaje

- ✓ Abrir compartimento de baterías
- ✓ Retirar las pilas AAA y reciclar como el resto de las pilas.



# AIRTRAQ AVANT



# AIRTRAQ AVANT | Vida útil

- ✓ **Caducidad** Óptica y palas: 3 años.
- ✓ **PALAS:** Desechables. No puede ser esterilizada.
- ✓ **ÓPTICA:**
  - ✓ **Vida útil: 50 usos.** Descuenta 1 uso cada vez que el proceso de calentamiento anti-vaho se completa.
  - ✓ **Desechar óptica cuando la vida útil llega a cero.** Una vez la vida útil es cero, aún quedan 3 ciclos en caso de emergencia.
  - ✓ La óptica se apaga automáticamente después de 30 minutos. 3 minutos antes de apagarse, la luz parpadeará cada 10 segundos.
  - ✓ La vida útil restante se puede consultar en la pantalla LCD de la estación de carga y también en el LED correspondiente de la óptica.

La etiqueta de la óptica indica el significado del color del LED:

- |                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| ✓ Verde:               | Vida útil > 10 usos |
| ✓ Naranja parpadeante: | Vida útil ≤ 10 usos |
| ✓ Rojo:                | Vida útil = Cero    |



Life	Battery
● >10	● >25%
⚡ <10	⚡ <25%
● End	● End



# AIRTRAQ AVANT | Cargar la batería de la óptica

- ✔ La óptica tiene una batería recargable que alimenta la luz LED y el sistema anti-vaho.
- ✔ La batería ha de ser montada antes del primer uso. Para insertar la batería, abrir la tapa del compartimento de la batería e introducir la batería en la posición que se indica en la imagen.
- ✔ La batería se carga mediante la estación de carga. Asegurarse de que la óptica está bien introducida en la estación de carga (la pantalla LCD mostrará la vida útil restante).
- ✔ La óptica también se puede recargar con un cargador estándar con cable micro USB.
- ✔ **Una batería completamente cargada tiene capacidad para realizar más de 15 intubaciones** de 10 minutos. Una batería completamente cargada mantendrá el 50% de la carga tras 30 días sin uso.
- ✔ Siempre que la óptica se pueda encender, se **garantiza un ciclo completo de 30 minutos**.
- ✔ **La carga de la batería** se puede consultar en la estación de carga y también en el LED correspondiente de la óptica.
  - ✔ Verde: > 25 % (de 15 a 5 intubaciones)
  - ✔ Naranja parpadeante : < 25 % (de 5 a 1 intubaciones)
  - ✔ Rojo: Batería muy baja (la óptica no se encenderá)




Life	Battery
● >10	● >25%
⚡ <10	⚡ <25%
● End	● End



## AIRTRAQ AVANT | Desechado de la óptica y la pala

- ✔ Separate the Airtraq Avant Optics from the Blade by firmly gripping both lateral sides of the eyecup and pulling apart. Make sure the Optics do not become in contact with any potentially contaminated surface.
- ✔ The Optics automatically turns off when it is taken out from the blade.
- ✔ Discard the disposable blade and eyecup as any other potentially contaminated waste following local governing ordinances and recycling plans regarding disposal or recycling.
- ✔ DO NOT DISCARD OPTIC before service life is zero.
- ✔ In case that the Optics accidentally become dirty, recommended cleaning is low-level disinfection using clean cotton gauze pads that are saturated with cleaning solution to wipe down the exterior surfaces of the Optics.
- ✔ If needed, place the Optics back onto the Docking Station to recharge the battery.



## AIRTRAQ AVANT | Optics Cleaning and Discard when finished

- ☑ In case that the Optics accidentally become dirty, recommended cleaning is **low-level disinfection**.
- ☑ Cleaning: **wipe down the exterior surfaces** of the Optics. Be careful to keep running liquid off the surfaces.
- ☑ The following **Cleaning Solutions** may be used:
  - ☑ Enzymatic Cleaning Solutions (e.g.: ENZOL™ Enzymatic Detergent), Neutral pH soap and water, Sodium bicarbonate solution (8- 10 %).
- ☑ The following **Disinfection Agents** may be used:
  - ☑ Peracetic Acid Solution (0.08%), Isopropyl Alcohol (70%), Solution 70% isopropyl alcohol and 2% chlorhexidine (e.g. Clinell Wipe), Solution Chlorine dioxide (e.g. Tristel Wipe), PDI Sani-Cloth Germicidal Wipes (AF3, Bleach, Plus or Super Sani-Cloth)
- ☑ Blot **dry the Optics** using an individual sterile surgical towel.
- ☑ Caution: Do not autoclave, Do not rinse under running water, Do not soak in liquids, avoid liquid or moisture from going inside the Optics, avoid touching the lens of the Optics.
- ☑ Once the Service Life of the Optic is finished it should be disposed of as follows:
  - ☑ Remove the battery cover by pulling it away from the main body (pull away from the small notches).
  - ☑ Remove the battery from the Airtraq Avant and place it in an appropriate battery recycling container.

## CÁMARA Wi-Fi



## CÁMARA Wi-Fi | Carga de la batería





- ✓ La cámara no funciona cuando el cable está conectado a su puerto micro USB.
- ✓ Utilizar solamente el cargador y cable incluidos.
- ✓ El uso de la estación de carga es opcional.
- ✓ Tiempo de operación (batería llena) = 120 min.
- ✓ Duración ciclo de carga = 150 min.
- ✓ Ratio de descarga cámara apagada= 6% por día
- ✓ Los LED indican estado de la carga
- ✓ Si la pantalla está abierta, tocar en ella para comprobar estado de la carga
- ✓ La cámara solo arranca si la batería esta cargada por encima del 10%
- ✓ Cuando el cliente recibe la cámara, la batería estará vacía probablemente.





## CÁMARA Wi-Fi | Carga de la batería

- ✓ La cámara solo arranca si la batería esta cargada por encima del 10%. Eso garantiza que se podrá encender al menos durante 15 minutos.
- ✓ Cuando se enciende la cámara, se mostrará el porcentaje de la carga en la parte alta de la pantalla.
- ✓ Si mientras se usa la cámara, el porcentaje de carga baja del 10%, el indicador de carga de la batería se podrá en rojo. La cámara se podrá seguir usando al menos durante 15 minutos.
- ✓ La grabación de video está desactivada por debajo del 15% de carga.





## CÁMARA Wi-Fi | Montaje sobre el Airtraq



- ✓ Deslizar el pestillo del sistema de bloqueo a la posición de apertura antes de montar la cámara en el Airtraq.
- ✓ La cámara se encenderá automáticamente y se mostrará la pantalla de "Video en directo"
- ✓ Bloquear la cámara una vez montada en el Airtraq.


## CÁMARA Wi-Fi | Puesta en marcha y modo de espera

- ✔ Para encender o apagar presionar el botón naranja durante 2 segundos.
- ✔ La cámara arrancará en "Video en directo"
- ✔ Si no está en "Video en directo", la cámara entrará en **modo de espera** después de 5 minutos sin acción del usuario
- ✔ Para salir del modo de espera, presionar el botón de encendido
- ✔ La cámara se apaga automáticamente después de estar 5 minutos en modo de espera



## CÁMARA Wi-Fi | Giro y rotación de la pantalla

- ✔ La pantalla gira y rota en 2 ejes para permitir la **intubación desde cualquier posición.**



## CÁMARA Wi-Fi | Giro y rotación de la pantalla



- ✓ La imagen puede ser rotada 180° usando el icono Rotar
- ✓ Los iconos tiene que estar en la parte superior de la pantalla para que se muestren los aritenoides en la parte inferior



# CÁMARA Wi-Fi | Navegación: Menú principal








## CÁMARA Wi-Fi | Navegación: Ajustes








## CÁMARA Wi-Fi | Navegación: Idioma



- ☑ Selecciona el idioma de entre los disponibles

## CÁMARA Wi-Fi | Navegación: Fecha y hora




- ✓ La fecha y la hora se usan para nombrar los videos grabados
- ✓ Seleccionar la posición usando las fechas de navegación
- ✓ Usar "+" y "-" para seleccionar el valor
- ✓ Usar el icono de confirmación para guardar los cambios

## CÁMARA Wi-Fi | Navegación: Fecha y hora



## CÁMARA Wi-Fi | Navegación: Ajustes de Wi-Fi






- ✓ Personalizar el ID de dispositivo
- ✓ El ID de dispositivo formará parte del nombre de la red Wi-Fi generada por la cámara
- ✓ Cambiar contraseña Wi-Fi
- ✓ Seleccionar la posición usando las flechas de navegación. Usar "+" y "-" para seleccionar el valor
- ✓ Usar el icono de confirmación para guardar los cambios

## CÁMARA Wi-Fi | Navegación: Cambiar ID de dispositivo




## CÁMARA Wi-Fi | Uso pediátrico





- Las condiciones de luz necesarias para los Airtraq pediátricos son diferentes que para los Airtraq adultos. La cámara ha de ser ajustada para obtener una buena imagen
- Pulsar el icono de modo pediátrico 
- Cuando se inicia el modo pediátrico, el icono cambia y se muestra un texto en la parte inferior de la pantalla 
- La cámara se enciende siempre con el modo adulto encendido




## CÁMARA Wi-Fi | Grabación de video



- ✓ Comenzar grabación 
- ✓ Cuando empieza la grabación, el icono cambia y se muestra un contador 
- ✓ La grabación se deshabilita cuando la carga de la batería esta por debajo del 10%
- ✓ Duración máxima de cada video: 30 minutos
- ✓ Capacidad de la memoria: 10 horas

## CÁMARA Wi-Fi | Reproducción de videos



- ✓ Los videos se graban en la memoria interna y pueden ser descargados al PC a traves del Cable USB – MicroUSB que se suministra.
- ✓ La pantalla muestra una lista de los videos grabados, indicando la fecha y hora de inicio y la duración.
- ✓ Los videos se ordenan de más reciente a más antiguo.
- ✓ Durante la reproducción se pueden hacer las siguientes acciones: pausar, avanzar y retroceder el video.


## CÁMARA Wi-Fi | Conexión a ordenadores, smartphones y tablets



- ✓ La cámara genera su propia red Wi-Fi
- ✓ Permite conectar hasta 5 dispositivos simultáneamente
- ✓ Es necesario instalar la aplicación **Airtraq Cam** en cada dispositivo
- ✓ Las Apps para iPhone/iPad o Android han de ser descargadas desde App Store y Google Play respectivamente. Son gratuitas
- ✓ La aplicación para PC puede ser descargada desde la web de Airtraq
- ✓ El nombre de la red generada por la cámara siempre empezará por ATQ + el ID de dispositivo



## CÁMARA Wi-Fi | Conexión a smartphone o tablet





✓ Descargar **Airtraq Cam** en tu teléfono o tablet



Apple and the Apple logo, iPad and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.


## CÁMARA Wi-Fi | Conexión a smartphone o tablet



En la cámara:

- ☑ La conexión Wi-Fi esta activada por defecto
- ☑ Comprobar que no ha sido desactivada
- ☑ Entrar en “Video en directo”

# CÁMARA Wi-Fi | Conexión a smartphone o tablet




En el teléfono o tablet:

- ✓ Ir a ajustes
- ✓ Seleccionar modo avión para evitar las llamadas entrantes
- ✓ Activar Wi-Fi
- ✓ Seleccionar y conectarse a la red de la cámara ("ATQ.....")




## CÁMARA Wi-Fi | Conexión a smartphone o tablet



Durante la primera conexión a la red Wi-Fi de la cámara, será necesario introducir una contraseña:

- ✓ La contraseña por defecto es "abcde"
- ✓ La contraseña puede ser cambiada en el menú *Ajustes de Wi-Fi* de la cámara

## CÁMARA Wi-Fi | Conexión a smartphone o tablet




En el teléfono o tablet:

- ✓ Ejecutar **Airtraq Cam**
- ✓ La conexión se producirá automáticamente en unos 10 segundos



## CÁMARA Wi-Fi | Conexión a PC

- ✓ La cámara genera su propia red Wi-Fi
- ✓ Permite conectar hasta 5 dispositivos simultáneamente
- ✓ La aplicación para PC puede ser descargada gratuitamente desde la web de Airtraq
- ✓ El PC reconocerá la red de la cámara y mostrará una lista de las cámaras disponibles



## CÁMARA Wi-Fi | Conexión a PC para tele-intubación


- ✓ El PC debe disponer de:
  1. Conexión Wi-Fi para conectar con la cámara
  2. Conexión a internet
- ✓ Conectar a internet para iniciar una llamada de Skype
- ✓ Compartir pantalla con la ubicación remota
- ✓ Conectar la cámara al PC usando la aplicación Airtraq Cam



La conexión del PC a internet para realizar una llamada de Skype puede hacerse de los siguientes modos:

- ✓ Conexión por cable a red local
- ✓ Adaptador inalámbrico USB
- ✓ Conexión 3G/4G

## CÁMARA Wi-Fi | Descargar videos a PC

- ✓ Encender la cámara y **conectar al PC** (directamente o mediante la estación de carga) **usando el cable USB/MicroUSB** suministrado. Tras algunos segundos el PC reconocerá la cámara como un dispositivo de almacenamiento externo llamado "Airtraq Cam".
- ✓ La pantalla de la cámara mostrará el símbolo USB. 
- ✓ Algunos PC tienen puertos USB especialmente diseñados para cargar batería o dispositivos externos. No usar ese tipo de puertos USB ya que empezará la carga de la batería.
- ✓ Si la cámara se conecta estando apagada, se encenderá automáticamente y el PC tardará algo más en reconocerla.
- ✓ Ir a la **carpeta "Airtraq Videos"**.
- ✓ Los videos se nombran automáticamente con el ID de dispositivo y la fecha y hora de grabación: "deviceId\_yy\_mm\_dd\_xxh\_xxm\_xxs.mpg".
- ✓ Copiar al PC o eliminar los videos.
- ✓ Si la cámara se conecta al PC inmediatamente después de una grabación, puede pasar un tiempo hasta que el video se encuentre disponible para su descarga. El mensaje "Converting videos" (convirtiendo videos) aparecerá en la pantalla de la cámara.
- ✓ Después de la descarga, **expulsar la cámara con seguridad** antes de desconectar el USB.

## CÁMARA Wi-Fi | Solución de problemas

- ✓ Asegurarse de que **la batería está correctamente cargada**.
- ✓ Asegurarse de que **está instalada la última versión del software**. Comprobarlo en la web de Airtraq y comparar con la versión mostrada en la pantalla "Info de sistema".
- ✓ Si la conexión Wi-Fi con un smartphone o Tablet no funciona correctamente, reiniciar el dispositivo móvil.
- ✓ Si al conectar mediante el cable USB la cámara al PC este no la reconoce con el nombre "Airtraq Cam", guardar los videos en el PC, desconectar la cámara y después seleccione "**Eliminar videos**" dentro del menú "Ajustes". Esto formateara la memoria interna de la cámara.
- ✓ Si la cámara no puede ser apagada, presionar el botón de **hard reset** (restauración de fábrica) usando un alambre fino, tal y como se muestra en la imagen.

### Wi-Fi Camera Software

### Hi-res images


### Brochures and Instructions

#### ✓ Select appropriate software version to upgrade your camera

- Check installed software version in System Info and download

Installed version	Latest version
1.x	Software cannot be upgraded
2.x	<a href="#">2.9</a>
3.x	<a href="#">3.9</a>

[LINK TO VIDEO: How to upgrade A360 camera software](#)





## CÁMARA Wi-Fi | Actualización del software interno

- ❑ La cámara debe estar por **encima del 90% de carga** antes de la actualización. En otro caso no se actualizará.
- ❑ **Descargar la última versión del software** "A360SW\_Vxx.x" desde la sección de descargas de [www.airtraq.com](http://www.airtraq.com) y descomprimir.
- ❑ Encender la cámara y conectar al PC (directamente o mediante la estación de carga) usando el cable USB/MicroUSB suministrado. Tras algunos segundos el PC reconocerá la cámara como un dispositivo de almacenamiento externo llamado "Airtraq Cam".
- ❑ **Abrir la unidad "Airtraq Cam" e ir a la carpeta "System". Copiar "A360SW\_Vxx.x" desde el PC a "System".**
- ❑ Manteniendo el cable USB conectado, y usando los menús del PC, Keep A-360 cable connected to PC and, using PC's menus, expulsar la cámara de forma segura (como se hace habitualmente con cualquier dispositivo USB externo).
- ❑ **Mantener pulsado el botón de encendido hasta que el mensaje "Updating" aparezca en la pantalla de la cámara** (tardará alrededor de 20 segundos). Una vez la actualización esta finalizada (puede llevar segundos o varios minutos dependiendo de la actualización), **la pantalla mostrará el mensaje "OK"**.
- ❑ Desconectar el cable. Encender la cámara y comprobar en "Info de sistema" que la nueva versión de software ha sido actualizada.

## CÁMARA Wi-Fi | Actualización del software interno



## CÁMARA Wi-Fi | Limpieza

- ✔ Se recomienda una desinfección de bajo nivel entre cada uso.
- ✔ Retirar la cámara del Airtraq y apagar
- ✔ Limpiar con un paño las superficies exteriores de la cámara. Tener cuidado de no derramar líquidos por la superficie.
- ✔ Pueden usarse las siguientes **soluciones de limpieza**:
  - ✔ Soluciones de limpieza enzimáticas (p.ej.: ENZOL™ Detergente enzimático); jabón pH neutro y agua; solución de bicarbonato sódico (8-10%).
- ✔ Pueden usarse los siguientes agentes desinfectantes:
  - ✔ Solución de ácido peracético (0,08%); alcohol isopropílico (70%); solución de 70% alcohol isopropílico y 2% clorhexidina (p.ej. toallitas Clinell); solución que contenga dióxido de cloro (p.ej. toallitas Tristel); toallitas germicidas PDI Sani-Cloth (AF3, Bleach, Plus o Super Sani-Cloth).
- ✔ Secar la cámara usando una toallita esteril.
- ✔ Precaución: No autoclavar, no aclarar ni sumergir en agua u otros líquidos, evitar líquidos o humedad en la superficie de la cámara, no tocar las lentes, usar la pantalla táctil con precaución.

## CÁMARA Wi-Fi | Garantía

- ✔ La cámara debe ser manipulada con cuidado.
- ✔ Evitar caídas que probablemente dañarán la cámara.
- ✔ La cámara está garantizada por 1 año.

## ADAPTADOR PARA SMARTPHONES



# ADAPTADOR PARA SMARTPHONES

## COMO FUNCIONA

Descargar e instalar la aplicación *"Airtraq Mobile"*.  
El teléfono puede ser usado con o sin funda protectora

### PRIMER USO

1. Alinear teléfono con el eje óptico del Airtraq usando la función de alineación dentro del menú *Settings* de *"Airtraq Mobile"*. Deslizar el adaptador de arriba a abajo y el teléfono de izquierda a derecha.
2. Bloquear pomos para tener el adaptador listo para el uso regular

### USO REGULAR

1. Insertar el teléfono en el adaptador
2. Montar el adaptador en el Airtraq
3. Lanzar aplicación *"Airtraq Mobile"*



*Airtraq Mobile*





## ADAPTADOR PARA SMARTPHONES

### ALINEACIÓN VERTICAL DE LA CÁMARA DEL TELÉFONO

Deslizar la bandeja del adaptador para alinear con el eje óptico del Airtraq

1. Montar el adaptador en el Airtraq
2. Lanzar aplicación "***Airtraq Mobile***" y hacer clic en *Settings / Alignment Function*
3. Alinear la línea de la pantalla con el punto blanco del conector



## ADAPTADOR PARA SMARTPHONES

### ALINEACIÓN HORIZONTAL DE LA CÁMARA DEL TELÉFONO


1. Ir a la pantalla de video en directo de Airtraq Mobile
2. Deslizar teléfono hasta que la imagen se muestre en la pantalla
3. Deslizar el posicionador horizontal hasta que toque con el teléfono y bloquearlo






# ADAPTADOR PARA SMARTPHONES | Aplicación Airtraq Mobile

- ✓ **Lanzar Airtraq Mobile** 

- ✓ **Enfoque y zoom**



- ✓ **Grabación de video**
  - Para empezar pulsar 
  - Para parar pulsar 

- ✓ **Toma de fotografías**
  - Pulsar  para tomar una fotografía

- ✓ **Activar o desactivar micrófono en grabación**
  - Pulsar 

- ✓ **Reproducir videos / ver fotografías**

- Pulsar  para ir a la galería.

- ✓ **Editar información de video / fotografía**

- Para añadir una descripción de la intubación o renombrar un video / fotografía con el nombre del paciente, pulsar en **i** dentro de cada archivo.

## ADAPTADOR PARA SMARTPHONES | Limpieza

- ✓ Se recomienda una desinfección de bajo nivel entre cada uso.
- ✓ Retirar el adaptador del Airtraq
- ✓ Limpiar con un paño las superficies exteriores del adaptador
- ✓ Pueden usarse las siguientes **soluciones de limpieza**:
  - ✓ Soluciones de limpieza enzimáticas (p.ej.: ENZOL™ Detergente enzimático); jabón pH neutro y agua; solución de bicarbonato sódico (8-10%).
- ✓ Pueden usarse los siguientes agentes desinfectantes:
  - ✓ Solución de ácido peracético (0,08%); alcohol isopropílico (70%); solución de 70% alcohol isopropílico y 2% clorhexidina (p.ej. toallitas Clinell); solución que contenga dióxido de cloro (p.ej. toallitas Tristel); toallitas germicidas PDI Sani-Cloth (AF3, Bleach, Plus o Super Sani-Cloth).
- ✓ Secar la cámara usando una toallita esteril.
- ✓ Precaución: No autoclavar, no aclarar ni sumergir en agua u otros líquidos.

**FIN DE**  
**MÓDULO D: CARACTERÍSTICAS**  
**DETALLADAS DE PRODUCTO**

**[IR AL CUESTIONARIO](#)**

**[IR AL SIGUIENTE MÓDULO](#)**